



AANVRAAGFORMULIER

Hygiënogram in het kader van HOSOWO analyses

Vak voorbehouden labo

Voor ophaling van stalen: contacteer Poulpharm via 051 30 41 00 of logistiek@poulpharm.be

KLANTENGEGEVENS

Beslagnummer:.....

Naam:.....

Adres:.....

Postcode: Gemeente:

KIP nummer:

BEDRIJFSDIERENARTS

Naam:.....

Datum aanvraag:/...../.....

Naam + Handtekening aanvrager:

DATUM + UUR STAALNAME:/...../..... om.....

Staalnemer:.....

Bedrijf:

Opmerkingen:

Resultaat aan: Taal: NL FR

Klant

Broeierij

Dierenarts

Andere (specifieer):

Factuur aan:

Klant

Broeierij

Dierenarts

Andere (specifieer):

DIERGEGEVENS

Soort pluimvee Kippen Kalkoenen Eenden Ganzen Parelhoenders

Categorie Gebruik Opfok **Type** Leg Vlees

HOKGEGEVENS

Hoknr:..... **Soort stal** Grondstal Verrijkte kooi Volièrestal Roosterstal

VISUELE BEOORDELING

Reinheid inventaris	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Voldoende	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht		
Reinheid vloer	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Voldoende	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht		
Reinheid muren & plafonds	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Voldoende	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht		
Ongediertewering	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Voldoende	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht		
Ongediertesporen	<input type="checkbox"/> Afwezig	<input type="checkbox"/> Schade	<input type="checkbox"/> Uitwerpselen	<input type="checkbox"/> Kevers	<input type="checkbox"/> Vliegen	<input type="checkbox"/> Larven

REINIGING EN ONTSMETTING

Reiniging:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	Ontsmetting:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Uitvoerder ontsmetting	<input type="checkbox"/> firma:.....		<input type="checkbox"/> zelf		
Ontsmettingsmiddel:.....	Duur:h		Temperatuur:.....°C		
Tijd tussen staalname en ventilatie:.....	Probioticum:				

Aanvullende informatie

- Rodacplaatjes worden voor gebruik bewaard bij een temperatuur tussen 12°C – 25°C.
- Open na aankomst op het bedrijf maar voor betreden van de stal het pakje rodacplaatjes.
- Nummer de plaatjes overeenkomstig de bemonsteringsplaats (zie onder).
- Bemonster geen natte plekken in de stal.
- Controleer de rodacplaatjes vòòr gebruik op afwezigheid van condens, groei, houdbaarheidsdatum en intactheid.
- Neem het deksel van het plaatje af en druk zonder draaiende beweging éénmalig met gelijke druk gedurende 15 seconden op het oppervlak. Raak hierbij de agar niet aan.
- Plaats het deksel terug en breng het plaatje met de agar bovenaan in een houder.
- **Neem steeds twee controlestalen:**
 - Positieve controle = bemonstering buiten de stal maar binnen de grenzen van het bedrijf
 - Negatieve controle = niet bemonsterd plaatje
- **Breng de plaatjes binnen de 12 uur na staalname naar het laboratorium voor incubatie.**
- Vul het aanvraagformulier volledig in.
- Voor vervoer wordt een temperatuur tussen 0°C – 20°C gehanteerd.
- Methode: PCCB/S2/769127, laatst geldige versie (Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van *Salmonella* bij pluimvee, FAVV), opgenomen in WI-007.

Bemonsteringsplaatsen per type s

HYGIËNOGRAMFORMULIER VOLIERE- EN SCHARRELSTALLEN

Bemonsteringsplaatsen	1	2	3	4	5	6
1 Vloer						
2 Voersysteem				nvt	nvt	nvt
3 Drinkstelsysteem			nvt	nvt	nvt	nvt
4 Wand				nvt	nvt	nvt
5 Plafond			nvt	nvt	nvt	nvt
6 Inlaat binnen			nvt	nvt	nvt	nvt
7 Voerhopper		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
8 Legnest (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt
9 Eierband (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt
10 Horizontaal gaas (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt

HYGIËNOGRAMFORMULIER KOOI- EN KOLONIEHUISVESTING

Bemonsteringsplaatsen	1	2	3	4	5	6
1 Tussenspand				nvt	nvt	nvt
2 Voersysteem				nvt	nvt	nvt
3 Drinkstelsysteem			nvt	nvt	nvt	nvt
4 Kooiwand			nvt	nvt	nvt	nvt
5 Wand			nvt	nvt	nvt	nvt
6 Plafond			nvt	nvt	nvt	nvt
7 Inlaat binnen			nvt	nvt	nvt	nvt
8 Voerhopper		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
9 Kooibodem			nvt	nvt	nvt	nvt
10 Legnest (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt
11 Eierband (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt

HYGIËNOGRAMFORMULIER GRONDSTAL

Bemonsteringsplaatsen	1	2	3	4	5	6
1 Vloer						
2 Voersysteem					nvt	nvt
3 Drinkstelsysteem			nvt	nvt	nvt	nvt
4 Wand						nvt
5 Plafond			nvt	nvt	nvt	nvt
6 Inlaat binnen			nvt	nvt	nvt	nvt
7 Voerhopper		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt