



AANVRAAGFORMULIER Hygiënogram* broeierij

Vak voorbehouden labo

Voor ophaling van stalen: contacteer Poulpharm via 051 30 41 00 of logistiek@poulpharm.be

BROEIERIJGEGEVENS

Beslagnummer:.....
 Naam:.....
 Adres:.....
 Postcode: Gemeente:

BEDRIJFSDIENARTS

Naam:.....
 Datum aanvraag:/...../.....
Naam + Handtekening aanvrager:

DATUM + UUR STAALNAME:/...../..... om.....

Staalnemer:.....

Opmerkingen:

Resultaat aan: Taal: NL FR

Broeierij

Bedrijfsdierenarts

Andere (specifieer):

Factuur aan:

Broeierij

Dierenarts

Andere (specifieer):

DIERGEGEVENS

Soort pluimvee Kippen Kalkoenen Eenden Ganzen Parelhoenders

Categorie Gebruik Opfok **Type** Leg Vlees

Reinheid inventaris	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht		
Reinheid vloer	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht		
Reinheid muren & plafonds	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht		
Ongediertewering	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht		
Ongediertesporen	<input type="checkbox"/> Afwezig	<input type="checkbox"/> Uitwerpselen	<input type="checkbox"/> Kevers	<input type="checkbox"/> Vliegen	<input type="checkbox"/> Larven

REINIGING EN ONTSMETTING

Reiniging: ja nee **Ontsmetting:** ja nee

Uitvoerder ontsmetting firma:..... zelf

Ontsmettingsmiddel:..... **Duur:**h **Temperatuur:**.....°C

Tijd tussen staalname en ventilatie:..... **Probioticum:**

Aanvullende informatie (totaal 60 plaatjes)

- Rodacplaatjes worden voor gebruik bewaard bij een temperatuur tussen 12°C – 25°C.
- Open na aankomst op het bedrijf maar voor betreden van de stal het pakje rodacplaatjes.
- Nummer de plaatjes overeenkomstig de bemonsteringsplaats (zie onder).
- Bemonster geen natte plekken in de stal.
- Controleer de rodacplaatjes vòòr gebruik op afwezigheid van condens, groei, houdbaarheidsdatum en intactheid.
- Neem het deksel van het plaatje af en druk zonder draaiende beweging éénmalig met gelijke druk gedurende 15 seconden op het oppervlak. Raak hierbij de agar niet aan. Plaats het deksel terug en breng het plaatje met de agar bovenaan in een houder.
- **Neem steeds twee controlestalen:**
 - Positieve controle = bemonstering buiten de stal maar binnen de grenzen van het bedrijf
 - Negatieve controle = niet bemonsterd plaatje
- **Breng de plaatjes binnen de 12 uur na staalname naar het laboratorium voor incubatie.** Voor vervoer wordt een temperatuur tussen 0°C – 20°C gehanteerd. Vul het aanvraagformulier volledig in.

	Lokaal/Ruimte	Locatie staalname	Broeierij capaciteit uitgedrukt in ingelegde broedeieren per week			Seizoensbroeierij (ongeacht capaciteit)	Staalnummers		
			500.000	>500.000-1.000.000	>1.000.000				
1	Aanvoer/eisorteerlokaal	1 -vloer	3	3	3	3	1.1.1	1.1.2	1.1.3
		2 -transportkar	1	1	1	1	1.2.1		
		3 -inventaris	2	2	2	2	1.3.1	1.3.2	
2	Ontsmettingslokaal	1 -vloer	2	2	2	2	2.1.1	2.1.2	
		2 -wand	1	1	1	1	2.2.1		
		3 -inventaris	3	3	3	3	2.3.1	2.3.2	2.3.3
3	Voorbroedlokaal	1 -vloer	1 lokaal	1 lokaal	1 lokaal	1 lokaal	3.1.1	3.1.2	
		2 -wand	2	2	2	2	3.2.1		
		3 -inventaris	1	1	1	1	3.3.1	3.3.2	3.3.3
4	Voorbroedkast	1 -vloer	3 kasten	3 kasten	3 kasten	3 kasten	4.1.1		
		2 -bovenkant	1	1	1	1	4.2.1		
		3 -lade	1	1	1	1	4.3.1		
		4 -ei	1	1	1	1	4.4.1		
5	Uitkomstlokaal	1 -vloer	1 lokaal	1 lokaal	1 lokaal	1 lokaal	5.1.1	5.1.2	
		2 -wand	2	2	2	2	5.2.1		
		3 -inventaris	1	1	1	1	5.3.1	5.3.2	5.3.3
6	Uitkomstkast	1 -vloer	1 kast	1 kast	1 kast	1 kast	6.1.1		
		2 -bovenkant	1	1	1	1	6.2.1		
		3 -lade	1	1	1	1	6.3.1		
		4 -ei	1	1	1	1	6.4.1		
7	Kuikenlokaal	1 -vloer	2	2	2	2	7.1.1	7.1.2	
		2 -wand	1	1	1	1	7.2.1		
		3 -inventaris	3	3	3	3	7.3.1	7.3.2	7.3.3
8	Spoelruimte	1 -vloer	2	2	2	2	8.1.1	8.1.2	
		2 -wand	1	1	1	1	8.2.1		
		3 -bak	1	1	1	1	8.3.1		
		4 -inventaris	2	2	2	2	8.4.1	8.4.2	
9	Opslagruimte	1 -vloer	2	2	2	2	9.1.1	9.1.2	
		2 -wand	1	1	1	1	9.2.1		
		3 -inventaris	3	3	3	3	9.3.1	9.3.2	9.3.3
	Negatieve controle		1	1	1	1			
	Positieve controle		1	1	1	1			

EXTRA ANALYSE
 Pehevaxx Hatchery Service