



AANVRAAGFORMULIER

Hygiënogram in het kader van IKB Kip en IKB Ei

Vak voorbehouden labo

Voor ophaling van stalen: contacteer Poulpharm via 051 30 41 00 of logistiek@poulpharm.com

6

KLANTENGEGEVENS

Beslagnummer:.....
Naam:.....
Adres:.....
Postcode: Gemeente:
KIP nummer:

BEDRIJFSDIERENARTS

Naam:.....
Datum aanvraag:/...../.....
Naam + Handtekening aanvrager:

DATUM + UUR STAALNAME:/...../..... om.....

Staalnemer:.....

Bedrijf:

Opmerkingen:

Resultaat aan: Taal: NL FR

Klant

Broeierij

Dierenarts

Andere (specifieer):

Factuur aan:

Klant

Broeierij

Dierenarts

Andere (specifieer):

DIERGEGEVENS

Soort pluimvee Kippen Kalkoenen Eenden Ganzen Parelhoenders

Categorie Gebruik Opfok Type Leg Vlees

HOKGEGEVENS

Hoknr:..... Soort stal Grondstal Verrijkte kooi Volièrestal Roosterstal

VISUELE BEOORDELING

Reinheid inventaris	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Voldoende	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht	
Reinheid vloer	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Voldoende	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht	
Reinheid muren & plafonds	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Voldoende	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht	
Ongediertewering	<input type="checkbox"/> Goed	<input type="checkbox"/> Voldoende	<input type="checkbox"/> Matig	<input type="checkbox"/> Slecht	
Ongediertesporen	<input type="checkbox"/> Afwezig	<input type="checkbox"/> Schade	<input type="checkbox"/> Uitwerpselen	<input type="checkbox"/> Insecten	<input type="checkbox"/> Larven

REINIGING EN ONTSMETTING

Reiniging:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	Ontsmetting:	<input type="checkbox"/> ja
Uitvoerder ontsmetting	<input type="checkbox"/> firma:.....		<input type="checkbox"/> zelf	
Ontsmettingsmiddel:.....	Duur:h		Temperatuur:.....°C	
Tijd tussen stalname en ventilatie:.....	Probioticum:			

Aanvullende informatie

- Rodacplaatjes worden voor gebruik bewaard bij een temperatuur tussen 12°C – 25°C.
- Open na aankomst op het bedrijf maar voor betreden van de stal het pakje rodacplaatjes.
- Nummer de plaatjes overeenkomstig de bemonsteringsplaats (zie onder).
- Bemonster geen natte plekken in de stal.
- Controleer de rodacplaatjes vòòr gebruik op afwezigheid van condens, groei, houdbaarheidsdatum en intactheid.
- Neem het deksel van het plaatje af en druk zonder draaiende beweging éénmalig met gelijke druk gedurende 15 seconden op het oppervlak. Raak hierbij de agar niet aan.
- Plaats het deksel terug en breng het plaatje met de agar bovenaan in een houder.
- **Neem steeds twee controlestalen:**
 - Positieve controle = bemonstering buiten de stal maar binnen de grenzen van het bedrijf
 - Negatieve controle = niet bemonsterd plaatje
- **Breng de plaatjes binnen de 12 uur na stalname naar het laboratorium voor incubatie.**
- Vul het aanvraagformulier volledig in.
- Voor vervoer wordt een temperatuur tussen 0°C – 20°C gehanteerd.
- Methode: PCCB/S2/769127, laatst geldige versie (Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van *Salmonella* bij pluimvee, FAVV), opgenomen in WI-007.

Bemonsteringsplaatsen per type stal

HYGIËNOGRAMFORMULIER VOLIERE- EN SCHARRELSALLEN

Bemonsteringsplaatsen	1	2	3	4	5	6
1 Vloer						
2 Voersysteem				nvt	nvt	nvt
3 Drinkstelsysteem			nvt	nvt	nvt	nvt
4 Wand				nvt	nvt	nvt
5 Plafond			nvt	nvt	nvt	nvt
6 Inlaat binnen			nvt	nvt	nvt	nvt
7 Voerhopper		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
8 Legnest (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt
9 Eierband (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt
10 Horizontaal gaas (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt

HYGIËNOGRAMFORMULIER KOOI- EN KOLONIEHUISVESTING

Bemonsteringsplaatsen	1	2	3	4	5	6
1 Tussengad				nvt	nvt	nvt
2 Voersysteem				nvt	nvt	nvt
3 Drinkstelsysteem			nvt	nvt	nvt	nvt
4 Kooiwand			nvt	nvt	nvt	nvt
5 Wand			nvt	nvt	nvt	nvt
6 Plafond			nvt	nvt	nvt	nvt
7 Inlaat binnen			nvt	nvt	nvt	nvt
8 Voerhopper		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
9 Kooibodem			nvt	nvt	nvt	nvt
10 Legnest (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt
11 Eierband (indien aanw.)			nvt	nvt	nvt	nvt

HYGIËNOGRAMFORMULIER GRONDSTAL

Bemonsteringsplaatsen	1	2	3	4	5	6
1 Vloer						
2 Voersysteem					nvt	nvt
3 Drinkstelsysteem			nvt	nvt	nvt	nvt
4 Wand						nvt
5 Plafond			nvt	nvt	nvt	nvt
6 Inlaat binnen			nvt	nvt	nvt	nvt
7 Voerhopper		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt